

L'aide auditive Cellion :

L'innovation du rechargeable.

Autonomie de 24h, en toute simplicité !

Une aide auditive n'est pas qu'une question d'esthétique - c'est une optimisation ingénieuse de performances, fonctionnalités et design. Avec Cellion, et sa conception "tout-en-un", nous avons combiné cette ingénierie pour vous proposer la toute première aide auditive ultra-performante rechargeable par induction. Avec la batterie lithium-ion et le système de charge inductif, plus besoin de changer les piles. Il vous suffit de placer Cellion dans le chargeur et le système électronique intelligent s'occupe du reste ! Les aides auditives s'arrêtent et se mettent en route automatiquement, sans aucune intervention de votre part.

Vos aides auditives ont une autonomie de 24h dans tous les environnements sonores - y compris en utilisation sans fil : streaming audio, TV et applications. Un programme de charge rapide de 30 mn est également disponible et permet une utilisation de 7 heures.

Enfin, la certification IP68 de vos aides auditives Cellion, vous garantit fiabilité, robustesse et résistance à l'eau.

Une nouvelle démonstration de l'innovation par Signia. L'adéquation parfaite entre performances et facilité d'utilisation.


Très grande autonomie
24h d'autonomie dans toutes les situations sonores exigeantes y compris en utilisation sans fil : streaming audio, TV et applications.

Batterie intégrée
Plus de pile à changer ou de contact de charge à aligner dans le chargeur. Fonction automatique marche/arrêt.

Cellion



Charge
Cellion est la première aide auditive avec batterie lithium-ion rechargeable par induction offrant l'arrêt et la mise en route automatique après charge, et ce quelle que soit votre perte auditive.



Cellion
Taille réelle en cm

Cellion, disponible dans une large gamme de couleurs, s'adapte à tous les types de cheveux et de peaux.



Les accessoires compatibles avec l'aide auditive Cellion :


Tout en connectivité.

Gardez le contrôle.

Cellion est compatible avec une large gamme de **télécommandes et d'applications** pour en prendre le contrôle du bout des doigts. Modifier les programmes de Cellion, regarder la télévision, écouter de la musique, **chaque moment de la vie est plus simple que jamais.**

Grâce à l'**application touchControl™**, le téléphone devient une télécommande ultra-discrète toujours à portée de main, facile à utiliser, sans accessoire intermédiaire.

Et si vous ne souhaitez pas utiliser de smartphone, aucun souci ! **miniPocket™** est la télécommande haute fréquence si petite qu'elle peut être accrochée à un porte-clé, tout en permettant de gérer les fonctions essentielles de vos aides auditives.




Application touchControl

miniPocket

Les applications easyTek et touchControl sont compatibles avec Android et iOS.

Pour une parfaite complémentarité, la télécommande **easyTek™** conduit directement le son des sources audios vers vos aides auditives et l'application easyTek™ en étend les fonctionnalités pour une utilisation à partir du téléphone.



easyTek

Application easyTek



Pour plus d'informations, consultez le dépliant des accessoires ou contactez votre audioprothésiste.

Profitez pleinement de tous les sons de la vie.

Que ce soit dans un espace de travail partagé, un magasin ou un restaurant bondé, communiquer avec les autres dans des environnements très bruyants nécessite une vraie concentration. L'effort nécessaire pour suivre des conversations dans ces situations sonores complexes peut, à la fin de la journée, être très épuisant. C'est une sensation que même les personnes normo-entendantes connaissent bien.

Cellion soulage cette sensation. Équipé de la dernière technologie de pointe, dont la fonctionnalité SpeechMaster, Cellion fait émerger la voix de la personne que vous souhaitez entendre, tout en réduisant les signaux et les bruits non utiles. Vous entendez ce que vous désirez, et pas le reste. Ainsi, cette écoute qui vous demande moins d'effort est moins fatigante tout au long de la journée et ce, quelle que soit la situation.

Une étude indépendante menée par l'Université du Colorado (University of Northern Colorado) en 2015, a étudié l'efficacité des nouvelles fonctionnalités de primax™ en recueillant et analysant l'activité électrique cérébrale (EEG) de personnes en situation d'écoute de parole. Pour deux des fonctionnalités primax testées (SpeechMaster et EchoShield), la mesure objective de l'activité cérébrale révèle une réduction significative de l'effort d'écoute du patient lorsque ces fonctionnalités sont activées.



Les informations contenues dans le présent document comprennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent être modifiées sans préavis.

Les marques, images et symboles Bluetooth sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG Inc. utilisés par Signia GmbH sous permission. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. App Store est une marque déposée de Apple Inc.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les manuels d'utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabricant légal
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Allemagne

Sivantos S.A.S. est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG.

Sivantos S.A.S.
CS 70025
175 Boulevard Anatole France
93285 Saint-Denis Cedex
France

FDOC7116 | Imprimé en France | Arlys (11/2016)
© Signia GmbH 2016.

signia-audition.fr



Cellion

signia
Life sounds brilliant.

Découvrez le plaisir d'une audition en couleurs.

La nouvelle aide auditive Cellion.
La technologie rechargeable la plus avancée au monde.



signia-audition.fr

Solutions
Auditives

SIEMENS



Cellion,
la nouvelle technologie rechargeable.

Profitez de votre journée.

Bienvenue à la nouvelle génération d'aides auditives conçues pour vous offrir des performances exclusives, une totale liberté et une simplicité d'utilisation, le tout dans un design "tout-en-un". Grâce à la haute technologie de charge induction avec batterie lithium-ion, Cellion™ propose 24 heures d'autonomie en une charge*. Plus besoin de vous soucier du changement de piles, vous vous libérez de toute contrainte !

*Y compris 24h en streaming - utilisation sans fil.



Cellion

Application touchControl

Chargeur