


## UNE AUDITION SIMPLIFIÉE

L'évolution technologique de CROS X permet de comprendre votre environnement auditif personnel de façon précise afin de vous procurer un son "sur-mesure" et adapté à vos besoins.

Grâce à la transmission sans fil depuis l'oreille non appareillable jusqu'à l'oreille controlatérale saine ou malentendante, vous pouvez profiter d'une audition binaurale : suivre des conversations sans effort, même lorsque que la parole ou le son provient du côté de votre oreille cophotique.


### CROS



L'aide auditive de l'oreille saine reçoit le son via CROS depuis le côté cophotique.

CROS capte les sons et les transmet vers l'autre oreille.

### BiCROS



L'aide auditive reçoit les sons de l'oreille cophotique via CROS et amplifie selon les réglages et les besoins. Avec BiCROS Pure X, un capteur de mouvement procure une audition optimale, même en mouvement.

CROS capte les sons et les transmet vers l'autre oreille.

Cet appareil est destiné aux personnes souffrant de troubles de l'audition. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les guides d'utilisation.

Signia App : Dispositif Médical de classe IIa. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.

Les marques et symboles Bluetooth sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG Inc. utilisés par Signia GmbH sous permission. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

#### Fabricant légal

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Allemagne

#### Distributeur local

Sivantos SAS  
CS 70025  
175 boulevard Anatole France  
93285 Saint-Denis Cedex  
France

Commande n° 10241371 | Imprimé en France  
© 05.2020 Signia GmbH

Retrouvez-nous sur :

[signia-audition.fr](http://signia-audition.fr)



[facebook.com/signiaFR](https://facebook.com/signiaFR)



[youtube.com/signiahearing](https://youtube.com/signiahearing)



[youtube.com/signiahearing](https://youtube.com/signiahearing)



CROS/BiCROS X



CROS/BiCROS X

**ENTENDRE  
CE QUI COMPTE  
POUR VOUS**

[signia-audition.fr/crosx](http://signia-audition.fr/crosx)

**signia**

Life sounds brilliant.



### CROS Silk X



- Intra-auriculaire sans prise d'empreinte pour du sur-mesure sans attente
- Quasiment invisible dans l'oreille pour une discrétion totale
- Click Sleeves pour une adaptation immédiate et facilitée
- Réglages à distance avec l'application Signia App et la télécommande miniPocket™
- Technologie Signia Xperience pour une audition exceptionnelle

Compatible avec Silk X

### CROS Pure Charge&Go X

- Rechargeabilité Lithium-ion pour plus de confort
- Réception des appels, musique et TV assurée par l'aide auditive controlatérale
- Réglages à distance avec l'application Signia via bluetooth® et la télécommande miniPocket™
- Technologie Signia Xperience pour une compréhension de la parole et une expérience auditive supérieure

Compatible avec toutes les aides auditives Signia Xperience équipées du Bluetooth\*.

\* sauf Styletto X

## DES SONS JUSTE POUR VOUS

Votre oreille cophotique ne devrait pas vous empêcher d'entendre ce qui compte pour vous. Avec la solution CROS/BiCROS la plus avancée, Signia procure un son clair qui vous assure d'entendre les conversations et les sons provenant de toutes les directions.

Avec les solutions auditives CROS X, vous avez la possibilité de tout entendre avec une qualité sonore optimale, où que vous soyez.

Rechargeabilité, connexion Bluetooth® et discrétion, Signia Xperience vous propose la solution optimale pour vous.



### CROS Pure 312 X

- Technologie Signia Xperience pour une compréhension de la parole et une expérience auditive optimale
- Réception des appels, musique et TV assurée par l'aide auditive controlatérale
- Réglages à distance avec l'application Signia via bluetooth® et la télécommande miniPocket™

Compatible avec toutes les aides auditives Signia Xperience équipées du Bluetooth\*.

\* sauf Styletto X



#### Signia App

Pour des réglages et du streaming direct lorsque les aides auditives sont équipées de Bluetooth®.